

BELLANAP LITERIE TEXTILES

BELLITEX

WWW.BELLANAP.BE

BELLITEX SPRL

www.bellanap.be

info@bellanap.be

Masque Bel-K

- Approuvé par le SPF santé publique
- Certifié OEKO-TEX
- Réalisé par nos ateliers-partenaires de confection de nappes professionnelles
- 40 % Polyester - 60 % coton
- attaches avec un élastique médical ou un ruban en tissu
- Résiste 50 lavages à 60 °
- Personnalisation possible avec de la broderie
- Par 100 pièces
- TVA : 6 %



Ces masques couvrent la bouche et le nez. Ils sont une simple protection destinée à empêcher le virus de se propager dans l'air.

BELLANAP LITERIE TEXTILES

BELLITEX

WWW.BELLANAP.BE

BELLITEX SPRL

www.bellanap.be

info@bellanap.be

Modèle A



Couleurs : Bleu/Anthracite - Bleu/Blanc cassé - Anthracite/Blanc cassé

Emballage : par 5 dans un sac en plastique scellé avec code EAN

2 épaisseurs - 3 plis

Disponible en tailles L - M - S

Nature	Taille	Quantités	Prix
Avec élastique	M+L	100	6,95
Avec élastique	S	100	5,31
Avec élastique	M+L	500 (-10 %)	6,26
Avec élastique	S	500 (-10 %)	4,78
Avec élastique	M+L	1000 (-13 %)	6,05
Avec élastique	S	1000 (-13 %)	4,62
Avec élastique	M+L	2000 (-15 %)	5,91
Avec élastique	S	2000 (-15 %)	4,51
Avec élastique	M+L	5000 (-20 %)	5,56
Avec élastique	S	5000 (-20 %)	4,25

Nature	Taille	Quantités	Prix
Avec ruban	M+L	100	
Avec ruban	S	100	
Avec ruban	M+L	500 (-10 %)	6,73
Avec ruban	S	500 (-10 %)	5,66
Avec ruban	M+L	1000 (-13 %)	6,51
Avec ruban	S	1000 (-13 %)	5,47
Avec ruban	M+L	2000 (-15 %)	6,36
Avec ruban	S	2000 (-15 %)	5,35
Avec ruban	M+L	5000 (-20 %)	5,98
Avec ruban	S	5000 (-20 %)	5,03

ING – IBAN : BE25 3631 7580 7082

Bellitex sprl - TVA – BTW : 0697.874.319 - info@bellanap.be - www.bellanap.be
rue Bollinckxstraat, 13 – 1070 Anderlecht . Tél. : 02 / 522.10.09

BELLANAP LITERIE TEXTILES

BELLITEX

WWW.BELLANAP.BE

BELLITEX SPRL

www.bellanap.be

info@bellanap.be

Modèle B



Couleurs : Bleu/Anthracite - Bleu/Blanc cassé - Anthracite/Blanc cassé

Emballage : par 5 dans un sac en plastique scellé avec code EAN

2 épaisseurs - 3 plis

Taille unique

Nature	Quantités	Prix
Avec élastique	100	6,95
Avec élastique	500 (-10 %)	6,26
Avec élastique	1000 (-13 %)	6,05
Avec élastique	2000 (-15 %)	5,91
Avec élastique	5000 (-20 %)	5,56

ING – IBAN : BE25 3631 7580 7082

Bellitex sprl - TVA – BTW : 0697.874.319 - info@bellanap.be - www.bellanap.be
rue Bollinckxstraat, 13 – 1070 Anderlecht . Tél. : 02 / 522.10.09

Conseils de lavage et d'utilisation

Les règles d'hygiène ont été respectées lors de la fabrication des masques.

Nous vous recommandons de stériliser le masque avant la première utilisation.

Un masque buccal doit être stérilisé quotidiennement ou après 4 heures d'utilisation intensive.

- Lavage

A chaque lavage, veuillez suivre les instructions suivantes :

- lavage à 60 ° avec une poudre à lessiver classique (de préférence spécial couleur)
- ne pas mélanger les couleurs
- charger le tambour à 80 % de sa capacité
- choisir un haut niveau d'eau
- utiliser un essorage faible
- 2 à 3 minutes dans un séchoir
- repassage max 150°

- Comment mettre le masque

1. Se laver soigneusement les mains à l'eau et au savon avant de toucher le masque
2. Vérifier qu'il n'y ait ni trou, ni déchirure
3. Masque buccal avec élastique
 - maintenir les 2 élastiques
 - les étirer doucement
 - les accrocher derrière les oreilles en couvrant le nez, la bouche et le menton
4. Masque buccal avec ruban
 - attacher les rubans derrière la tête en couvrant le nez, la bouche et le menton

- Comment enlever le masque

1. Se laver soigneusement les mains à l'eau et au savon avant de toucher le masque
2. Ne pas toucher l'avant du masque car il pourrait être contaminé. Ne toucher que les élastiques ou les rubans
3. Soulever doucement les élastiques pour retirer le masque
4. Déposer le masque dans un panier à linge fermé
5. Se laver soigneusement les mains à l'eau et au savon avant de toucher le masque