



BELLITEX SPRL

www.bellanap.be

info@bellanap.be

Masque Bel-D Couleurs

- Approuvé par le SPF santé publique
- Fabriqué en Belgique
- Polyester-coton ou 100 % coton
- Tissu professionnel conçu à l'origine pour confectionner des nappes
- Résiste 50 lavages à 60 °
- Personnalisation professionnelle possible avec de la broderie
- A partir de 30 pièces
- TVA : 6 %

Ces masques couvrent la bouche et le nez. Ils sont une simple protection destinée à empêcher le virus de se propager dans l'air.

Tissu polyester-coton 230 gr/m² - 150 lavages

Modèle BDF



100 % coton - Couleur - 1 épaisseur - 3 plis - élastique oreilles

: 6,10 €

Modèle BDG1



100 % coton - Couleur - 1 épaisseur - 1 grand plis - élastique oreilles

: 6,10 €

ING – IBAN : BE25 3631 7580 7082

Bellitex sprl - TVA – BTW : 0697.874.319 - info@bellanap.be - www.bellanap.be
rue Bollinckxstraat, 13 – 1070 Anderlecht . Tél. : 02 / 522.10.09



BELLITEX SPRL

www.bellanap.be

info@bellanap.be

Modèle BDG2



100 % coton - Couleur - 1 épaisseur - 1 grand plis - élastique tête

: 6,10 €

Modèle BDH - Vichy 1 cm



100 % coton - Rouge - 1 épaisseur - 3 plis - élastique oreilles

: 6,10 €

Modèle BDI - Vichy 2 cm



100 % coton - Couleurs - 1 épaisseur - 3 plis - élastique oreilles

: 6,10 €

BELLITEX SPRL

www.bellanap.be

info@bellanap.be

Modèles BDG Couleurs



Royal box V



zwart



Rood



Azur blauw



Olive



geel



Caramel



ivoor



oranje



beige

Broderie





BELLITEX SPRL

www.bellanap.be

info@bellanap.be

Conseils de lavage et d'utilisation

Les règles d'hygiène ont été respectées lors de la fabrication des masques.

Nous vous recommandons de stériliser le masque avant la première utilisation.

Un masque buccal doit être stérilisé quotidiennement ou après 4 heures d'utilisation intensive.

- Lavage

A chaque lavage, veuillez suivre les instructions suivantes :

- lavage à 60 ° avec une poudre à lessiver classique (de préférence spécial couleur)
- ne pas mélanger les couleurs
- charger le tambour à 80 % de sa capacité
- choisir un haut niveau d'eau
- utiliser un essorage faible
- 2 à 3 minutes dans un séchoir
- repassage max 150°

- Comment mettre le masque

1. Se laver soigneusement les mains à l'eau et au savon avant de toucher le masque
2. Vérifier qu'il n'y ait ni trou, ni déchirure
3. Masque buccal avec élastique
 - maintenir les 2 élastiques
 - les étirer doucement
 - les accrocher derrière les oreilles en couvrant le nez, la bouche et le menton
4. Masque buccal avec ruban
 - attacher les rubans derrière la tête en couvrant le nez, la bouche et le menton

- Comment enlever le masque

1. Se laver soigneusement les mains à l'eau et au savon avant de toucher le masque
2. Ne pas toucher l'avant du masque car il pourrait être contaminé. Ne toucher que les élastiques ou les rubans
3. Soulever doucement les élastiques pour retirer le masque
4. Déposer le masque dans un panier à linge fermé
5. Se laver soigneusement les mains à l'eau et au savon avant de toucher le masque